



Eierfarben-Pulver

Die gekochten Eier im Wasserbad warm halten.
Die Eierfarben in 150 ml kochendem Wasser und 2-3 EL Essig auflösen. Die Eier einzeln hineingeben und bis zur gewünschten Färbung in der Farblösung belassen. Die Eier anschließend trocknen lassen und eventuell mit Speiseöl abreiben, damit sie einen schönen Glanz bekommen.
Zutaten Farben: Rot: Azorubin E122, Salz, Gelb: Tartrazin E102, Salz, Grün: Tartrazin E102, Brillantblau E133, Salz, Blau: Brillantblau E133, Salz.
Mindestens haltbar bis

1013-8